



permobil



## KØR SIKKERT I BIL

Med vor nye bilfæste, Permoloock C3 til el-kørestolene model C300/C350, er du istand til at køre bilen, direkte fra kørestolen. Bilfæstet kan monteres både på fører- og passagersiden, i alle slags biler der er egnede til el-kørestole. Fæstet er lille, smidigt samt nemt at montere. At den er justerbar både i vinkel og højde, letter monteringen. Specielt i biler med skrå gulve. Takket være den smarte konstruktion er Permobil bilfæste til C300/C350 desuden meget servicevenlig.

**PERMOLOCK**  
C3



Låsen består af to enheder: To låsebolte monteret på underside af el-stolens chassis, samt en låseplade monteret i bilen.



Let indstilleligt el-stolsfæste, der holder stolen i en fast position.



Låsens højde kan indstilles i trin med 5 mm mellemrum. Mulighed for indstilling af vinklen gør det nemt at montere i biler med vinklede gulve.



Lyset i knappen viser at stolen er korrekt låst. Der skal kun et enkelt tryk til at frigøre stolen.



Låsemekanismen kan åbnes manuelt, med et håndtag i forkant af fæstet.

## TILBEHØR



Manuel frigøring. Der kan også monteres et manuelt frigøringshåndtag der er let tilgængeligt for personen der sidder i kørestolen.



Afstandsbrikker der anvendes ved montering på vinklede gulve.



**The Art of Mobility™**

Permobil AS, Måløv Værkstedby 59,  
DK-2760 Måløv, Danmark.  
Tel: +45 44681406. Fax: +45 44682406.  
E-post: mail@permobil.dk  
[www.permobil.dk](http://www.permobil.dk)