



# Koala Miniflex

EN SMART LILLE STOL



# TEKNISKE DATA • KOALA

## MÅL OG YDEEVNE

Længde .....	965 mm
Bredde .....	560 mm
Mindste transportlængde .....	710 mm
Sædehøjde .....	410 mm
Sædehøjde med el. sædeløft .....	410-660 mm
Vægt inkl. batterier .....	85 kg
Batterikapacitet .....	2x40 Ah
Opladningstid .....	ca. 5 timer
Kørestrækning .....	25-30 km
Maks. hastighed .....	6,5 km/h
Bremselængde .....	1000 mm
Venderadius 180° .....	570 mm
Vendearreal .....	930 mm
Kan køre over kanter af højde på .....	60 mm
Brugerens maks. vægt .....	35 kg
Sædebredde .....	250/300/350 mm
Sædedybde .....	250/300/350 mm
Ryglænsenhøjde .....	325/375/425 mm
Armlænsenhøjde .....	justerbar
Afstand mellem armlænene .....	250-350 mm
Afstand sædehynde - fodplade .....	130-340 mm
Ryglænsvinkel – justerbar .....	90°-165° manuelt
Benstøttevinkel – justerbar .....	90°-150° manuelt

Sjov og sikker at køre og med et sæde, der vokser med barnet.

- Styrepanel i to varianter: udsvingbar på den ene af siderne eller indbygget i bord med aftagelig styrepind
- Terrængående baghjulsophæng giver jordkontakt trods ujævne overflader
- Fodstøtten kan vinkles og fås i to størrelser
- Ergonomisk udformet sæde med mange justeringsmuligheder
- Justerbare støtter til hoved, arme, overkrop og lår
- Reflekser på hjulene
- Elektronik, som kan programmeres efter brugerens behov



Sædeløft 41-66 cm



Sædevinkel 0-25°



Sædetilt -5°

## VALGFRI STANDARDTILPASNING

**Farve valg :** rød, gul

**Valgfrit betræk:** imiteret, stof

**Valgfri sædebredde:** 250x250, 300x300 og 350x350 mm

**Valgfri rygbredde/højde:** 250x330, 300x380 og 350x430 mm

**Valgfri armlænsenhøjde:** 200 og 250 mm

## STANDARDTILBEHØR

**Kropsstøtte,** art.nr: 100863-99-0

**Lys,** art.nr: 100864-99-0

**Kofanger,** art.nr: 100865-99-0

**Sele med quicklås,** art.nr: 100518-99-0

**Selvjusterende sele,** art.nr: 100519-99-0

**4-punkt-sele,** art.nr: 100598-99-0

**Fodremmer,** art.nr: 100599-99-0

**Justerbar nakkestøtte,** art.nr stof: 100748-99-0, imiteret: 100749-99-0

**Justerbar lårstøtte,** art.nr stof: 100752-99-0, imiteret: 100753-99-0

**Kropsstøtte,** art.nr stof: 100750-99-0, imiteret: 100751-99-0

**Knæstop,** art.nr stof: 00866-99-0, imiteret: 100867-99-0

**Driftstidsmåler,** art.nr: 100506-99-0

**Panelholder PLG,** art.nr højre: 100819-99-0, venstre: 100824-99-0

**Batteri,** art.nr: 702548-99-0

**Opladere,** art.nr: 100504-99-0



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS  
Måløv Værkstedby 59,  
DK-2760 Måløv, Danmark  
Tel: +45 44681406.  
Fax: +45 44682406  
E-post: mail@permobil.dk

[www.permobil.dk](http://www.permobil.dk)