

permobil



HURTIGT OG LET...


M400 er en centerdreven el-kørestol med en rigtig stabil platform og et specielt affjedrings-system, der giver en sikker kørsel. Det nye hjulophængssystem giver stolen en unik evne til at overvinde forhindringer i terrænet.

Corus 3G sædet giver dig en siddestilling der støtter kroppens naturlige former i design og funktion. Det fleksible sæde med de mange justeringsmuligheder, samt det centerdreven chasis giver en høj grad af køreglæde. Det er helheden der gør forskellen.

M400

CORPUS 3G

EL-FUNKTIONER



50° el-regulering af sædetilt med mulighed for 5° forover.
85° el-regulering af rygvinkel bagud og 5° forover.

BETRÆK



CHASSIS FARVER



Nyt unikt hjulophængssystem med affjedring giver en stor stabilitet når man skal overvinde forhindringer, eller køre på ujævnt underlag.



R-net elektronik med ICS. Du kan anvende alle elfunktioner og alternative styresystemer, du har desuden mulighed for at gemme dine favorit siddepositioner.



Delbar ryg med højdejustering i 25mm intervaller. Du kan have en lav ryg, hvis du vil have en aktiv siddestilling.



Justerbare asymmetriske side-støtter hjælper til at opnå en stabil siddestilling.



Sædepude med stabil form og komfort betræk giver en god siddestilling.



Armlænene kan justeres i højde og bredde, de kan desuden vinkles.



Permlock C3 docking station sikrer korrekt og sikker transport i bil, selv når du sidder i stolen.



Fodpladerne er højdejusterbare, vinkeljusterbare og opklappelige

M400 CORPUS 3G SPECIFIKATIONER

Vægt inkl. batterier	171 kg	Armlæns højde	Justerbar
Længde	1105 mm	Batterikapacitet	2 x 60Ah (10 km/h)
Bredde	620 mm	Batterikapacitet	2X73Ah (10km/h S-modell 12 km/h)
Mindste transportlængde	815 mm	Kørestrækning	30-35 km
Sædehøjde	510 mm	Maks. hastighed	10km/h S-modell 12 km/h
Sædebredde	420-570 mm	Venderadius	585 mm
Sædedybde	370-570 mm	Kan køre over kanter	60mm (70 i fart)
Ryglæns højde	545-670 mm	Brugers maks.-vægt	136 kg
Ryglæns højde lav	470 mm		



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Måløv Værkstedby 59,
DK-2760 Måløv, Danmark.
Tel: +45 44681406.
Fax: +45 44682406.
E-post: mail@permobil.dk
www.permobil.dk