



Street Corpus

FULL FART FRAMÅT



TEKNISKA DATA • STREET CORPUS

MÅTT OCH PRESTANDA

Längd.....	1180 mm
Bredd.....	630 mm
Minsta trp.längd.....	875 mm
Sitshöjd.....	560 mm
Sitshöjd med el.sitslyft.....	560-810 mm
Vikt inkl. batterier.....	155 kg
Batterikapacitet.....	2x73 Ah
Laddningstid.....	ca. 8 tim.
Körsträcka.....	25-35 km
Maxs hastighet.....	12 km/h
Bromssträcka.....	2500 mm
Vändradie 180°.....	900 mm
Kanttagningsförmåga.....	70 mm
Användarens maxvikt.....	120 kg
Sitsbredd.....	430/480 mm
Sitsdjup.....	360-560 mm
Ryggstödshöjd.....	535/605 mm
Armstödshöjd.....	justerbar
Avstånd mellan armstöd.....	350/400/450 mm
Avstånd sitsdyna - fotplatta.....	480-560 mm
Ryggstödvinkel - justerbar.....	90°-135° manuell/el
Benstödvinkel - justerbar.....	90°-180° manuell/el

VALFRI STANDARDANPASSNING

Färgalternativ: silver/svart, guld/svart, blå metallic och brun metallic
Valfri klädsel: skal, tyg
Valfritt sitsdjup: 360, 410, 460, 501 och 560 mm
Valfri sitsbredd: 430 och 480 mm
Valfri ryggstödsbredd: 340, 390 och 440 mm
Valfri ryggstödhöjd: 535 och 605 mm
Valfri armstödhöjd: 200, 300, och 315 mm

TILLÄGSFUNKTIONER

Sitslyft 250 mm
Sitslutning 45°
Benstöd med delad fotplatta, smal och bred
Benstöd modell hel fotplatta
Elreglering benstöd
Elreglering ryggstöd

STANDARDTILLBEHÖR

Bord svängbart med sidouttag för manöverpanel,
Bord svängbart med mittuttag för manöverpanel,
Bord variabel lutning
Bord litet, armstödsmontering
Stora bålstöd
Nackstöd reglerbart
Lårstöd korta
Lårstöd långa
Vadstödsatts
Bälte med snäpplås
Självjusterande bälte
Självjusterande bälte, lång
Armstödsväska
Batteri
Laddare

En snabb stol med bakhjulsdrift. Byggt för att lösa stadslivets problem.

- Bakhjulsdriven vilket medför högre hastighet.
- Ny typ av pelarlyft som lyfter sitsen 250 mm.
- 45° sitslutning med ny teknik.
- Individuell, justerbar fjädring på både fram- och bakhjul.
- Laddkontakt och bromsfrigöring lättåtkomliga i framkant på chassi.
- Lättåtkomliga batterier för enklare batteribyte.
- Sitsen är uppbyggd av moduler som enkelt kan bytas ut för att ändra sitsdjup, bredd och ryggstödhöjd.
- Elektronik som kan programmeras efter brukarens behov.
- Ergonomisk utformning av sitsen med inbyggda, justerbara svankstöd och bålstöd.



Permobil AB

Box 120, 861 23 Timrå
Tel: 060 59 59 00
Fax: 060 57 52 50

www.permobil.se