



# X850 Corpus

AVANCERET OG KRAFTFULDT



**X850**

Hurtig og stærk udendørsstol med avanceret sæde.



# TEKNISKE DATA • X850 CORPUS

## MÅL OG EGENSKABER

Længde.....	1260-1460 mm
Bredde.....	720 mm
Mindste transport længde.....	1260 mm
Siddehøjde.....	560 mm
Siddehøjde med el-løft.....	560-760 mm
Vægt incl. Batterier.....	190 kg
Batteri kapacitet.....	2x97 Ah
Opladningstid.....	ca. 11 tim
Kørestrækning.....	35-45 km
Max hastighed.....	15 km/h
Bremselængde.....	3500 mm
Venderadius 180°.....	1930 mm
Kantsten højde.....	110 mm
Bruger max vægt.....	136 kg
Sædebredde.....	430/480 mm
Sædedybde.....	360-560 mm
Ryghøjde.....	535/605 mm
Armlænshøjde.....	justerbar
Afstand mellem armlæn.....	350/400/450 mm
Afstand sædepude – fodplade.....	340-560 mm
Rygvinkel, justerbar.....	90°-120° man/el

- Robust affjedringssystem
- Individuel affjedring på forhjul
- Robust hjuldimension
- Stødfanger af gummi
- Elektrisk/manuel justerbar akselafstand som tilvalg
- El/manuel sædedrejning som tilvalg
- Elektronik som, uden værktøj, kan ændres efter brugerens behov
- Sæde består af moduler som enkelt kan udskiftes for at ændre sædedybde, bredde og ryghøjde
- Ergonomisk sæde med mange muligheder

## VALGFRI STANDARDTILPASNING

**Farver:** sort, blå, rød  
**Polster:** stof eller skai  
**Sædedybde:** 360, 410, 460, 510 og 560 mm  
**Sædebredde:** 430 og 480 mm  
**Rygbredde:** 340, 390 og 440 mm  
**Ryghøjde:** 535 og 605 mm  
**Armlæns længde:** 250, 300, 350 og 400 mm

## EKSTRAFUNKTIONER

**Elektrisk justerbar akselafstand**  
**El/manuel ryg**  
**El-sædeløft**  
**Manuel Sædedrejning**  
**Elektrisk Sædedrejning**

## TILBEHØR

**Bakspejl**  
**Bagageboks**  
**Bagagekurv**  
**Stokkeholder**  
**Justerbar nakkestøtte**  
**Lårstøtter**  
**Kropsstøtter**  
**4-punkt sele**  
**Hoftesele med snaplås**  
**Rullesele**  
**Rullesele, lang**  
**Armlænstaske**  
**Batteri**  
**Lader**



THE POWER OF MOBILITY

**Permobil AS**  
Måløv Værkstedby 59  
DK-2760 Måløv, Danmark  
Tel: +45-44-681406 Fax: +45-44-682406  
E-post: mail@permobil.dk  
[www.permobil.dk](http://www.permobil.dk)